



SIMULADOR CLÍNICO DE PELVIS FEMENINA MK 3

Es una representación anatómicamente precisa y táctil de la pelvis femenina.

60900	60930	ESTÁNDAR
60905	60935	AVANZADO

Ideal para exámenes manuales y diagnóstico de condiciones y patologías menores en la mujer.

60920
60937
Módulo 1:
Cuello uterino de mujer nulípara - normal

60921
60938
Módulo 2:
Cuello uterino de mujer nulípara con ectropión - fibroma grande

60922
60939
Módulo 3:
Cuello uterino de mujer nulípara con pólipos - fibroma pequeño

60923
60940
Módulo 4:
Cuello uterino de mujer múltipara con quistes ováricos

60924
60941
Módulo 5:
Cuello uterino de mujer múltipara con útero en retroversión

60925
60942
Módulo 6:
10-12 Semanas de embarazo

60926
60943
Módulo 7:
14-16 Semanas de embarazo

El aprendizaje más realista posible

limbsandthings.com

PERMITE ADQUIRIR LAS SIGUIENTES HABILIDADES:

- Reconocimiento de la anatomía perineal y pélvica
- Examen vaginal digital
- Examen bimanual
- Procedimiento de citología cervical (incluyendo el uso del espéculo)
- Examen rectal digital
- Comunicación entre el profesional médico y sus pacientes

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- La anatomía incluye abdomen, pelvis, genitales, vagina, cérvix, ano y parte inferior del intestino grueso
- El modelo avanzado incluye módulos uterinos intercambiables con distintas complicaciones
- La pared abdominal con capa de grasa permite una palpación realista
- Los labios pueden abrirse de forma realista
- Perineo y labios suaves y resistentes
- Sin látex



INCLUIDO:

60900
60930

60905
60935

- CFPT Abdomen
- CFPT Módulo 1: Normal – Cuello uterino de mujer nulípara
- CFPT Módulo 2: Fibroma grande – Cuello uterino de mujer nulípara con ectropión
- CFPT Módulo 3: Fibroma pequeño – Cuello uterino de mujer nulípara con pólipos
- CFPT Módulo 4: Cuello uterino de mujer múltipara con quistes ováricos
- CFPT Módulo 5: Cuello uterino de mujer múltipara con útero en retroversión
- CFPT Módulo 6: 10-12 Semanas de embarazo
- CFPT Módulo 7: 14-16 Semanas de embarazo
- Torso inferior
- Base
- Tubo de gel
- Bolsa de transporte

✓
✓
x
x
x
x
x
x
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ (x2)