



SIMULATEUR POUR PARACENTÈSE ABDOMINALE

60100

60111

Pour la formation médicale des techniques diagnostiques et thérapeutiques de la paracentèse abdominale.

Utilisation de l'échographie ou points de repère lors de la paracentèse.



L'enseignement n'a jamais été aussi proche de la réalité


limbsandthings.com

COMPÉTENCES:

- Familiarisation aux régions et à l'anatomie abdominales
- Identification d'un excès de liquide
- Insertion d'aiguille et de cathéter

QUALITÉS DU PRODUIT:

- Torse avec repères osseux et ombilic
- Anatomie interne comprenant le foie, la rate, l'intestin et l'intestin flottant
- Réponse réaliste et appropriée de l'aiguille
- Anatomie interne visible par échographie
- Tampons remplaçables en matériau résistant et durable, permettant un usage répété
- Les tampons peuvent être percés environ 200 fois avec une aiguille ou 100 fois avec un cathéter
- Deux réservoirs peuvent être remplis d'eau pour s'entraîner à l'insertion et au retrait d'un drain
- Garanti sans latex



INCLUS:

- Peau
- Tampons (x2)
- Foie
- Rate
- Intestins (x2)
- Intestins flottants (x2)
- Cadres de fixation (x2)
- Système de recharge grand volume
- Unité de base
- Malette de transport