



TRAININGSMODELL FÜR ABDOMINALE UNTERSUCHUNGEN

60000

60054

Zum Üben von Palpation, Perkussion und Auskultation während einer abdominalen Untersuchung.

Ideal für die Vorbereitung und Beurteilung der OSCE-Prüfung.



Nie war Lernen realistischer

limbsandthings.com

FÄHIGKEITEN:

- Kenntnisse der abdominalen Regionen und der Anatomie
- Unterscheidung von normalen und anormalen Pathologien
- Identifizierung von Aszites, Überblähungen des Darmes und Darmverschluss
- Abtasten der Nieren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Rumpf mit Knochenstrukturen, Abdomen, Becken und unterem Thorax
- Austauschbare Organe und Krankheitsbilder in verschiedenen Formen und Größen
- Atembewegungen von Leber und Milz
- Realistische Geräusche durch integrierten MP3-Player
- „Shifting Dullness“ und Fluktuationwellen-Techniken können geübt werden
- Simulation normaler und aneurysmatischer Aorta-Pulswellen
- Latexfrei



- Abdominaluntersuchungs-Basiseinheit
- Abdominaluntersuchungshaut
- Abdominalflüssigkeitsbeutel
- Abdominaluntersuchungs-Organpositionierer
- Abdominalwand
- Lebern für Abdominaluntersuchung (3er-Set)
- Milzen für Abdominaluntersuchung (2er-Set)

- Nieren für Abdominaluntersuchung (x2)
- Blase für Abdominaluntersuchung
- Pathologien für Abdominaluntersuchung (6er-Set)
- Aorten für Abdominaluntersuchung (2er-Set)
- Dehnungsset für Abdominaluntersuchung
- 5V-DC-Netzteil, international
- AA-Batterien (x4)
- Tragekoffer