




TORSE POUR DRAIN THORACIQUE ET DÉCOMPRESSION À L'AIGUILLE

Pour enseigner la pratique de la thoracostomie et de la thoracentèse incluant des techniques guidées par ultra sons.

Une solution rentable pour la 10e édition du programme ATLS de l'American College of Surgeons.

60230

61230



L'enseignement n'a jamais été aussi proche de la réalité


limbsandthings.com

COMPÉTENCES:

- Décompression à l'aiguille au 2e et 5e espace intercostal
- Insertion du drain thoracique par ouverture ou par incision
- Technique de Seldinger
- Suture du tube drainage sur la paroi thoracique
- Gestion de l'épanchement pleural

QUALITÉS DU PRODUIT:

- Thorax masculin adulte avec repères osseux et tissus mous
- Anatomie interne visible par échographie
- Dégagement d'air réaliste à l'insertion de l'aiguille
- Du faux sang peut être utilisé pour représenter l'épanchement pleural
- Tampons de rechange à prix abordable



INCLUS:

- Tampons de décompression (x2)
- Tampons de drainage (avancé) (x2)
- Tampons de drainage (standard) (x2)
- Côtes (x12)
- Cadre pour les côtes (gauche)
- Cadre pour les côtes (droite)
- Poumon
- Diaphragme
- Torso
- Malette de transport