






GAMME DE SIMULATEURS DE SONDAGE URINAIRE

La gamme de simulateurs de sondage urinaire facilite l'enseignement du sondage urinaire à tous les niveaux de formation.

Les modules interchangeables permettent de s'entraîner aux procédures fondamentales de sondage urinaire masculin et féminin, ainsi qu'aux procédures de niveau avancé telles que la gestion du cathéter sus-pubien ou l'insertion avec échoguidage.

- | | | |
|-------|-------|---|
| 60850 | 60870 | SIMULATEUR DU SONDAGE URINAIRE MASCULIN |
| 60851 | 60869 | SIMULATEUR DU SONDAGE URINAIRE FÉMININ |
| 60852 | 60873 | UNITÉ D'INSERTION DE CATHÉTER SUS-PUBIEN (AVEC ÉCHOGUIDAGE) |

NOUVEAU



L'enseignement n'a jamais été aussi proche de la réalité

limbsandthings.com



Nos simulateurs d'une grande précision anatomique incluent un urètre souple et un sphincter résistant, qui procurent une expérience très proche de la réalité.

La possibilité de visualiser la trajectoire de la sonde permet aux étudiants et aux formateurs d'obtenir des informations en temps réel sur la localisation de la sonde et la progression de la procédure.

60850 60870 SIMULATEUR DU SONDAGE URINAIRE MASCULIN




Le simulateur masculin reproduit fidèlement les organes génitaux et leur souplesse rend l'insertion de la sonde très réaliste.

Prépuce remplaçable et amovible.




60851 60869 SIMULATEUR DU SONDAGE URINAIRE FÉMININ



Le simulateur féminin possède des lèvres souples permettant aux étudiants de s'entraîner à les entrouvrir en utilisant la technique aseptique sans contact. Il permet également de former aux soins relatifs aux cathéters sus-pubiens pré-insérés, grâce à un bouchon suspubien à orifice.



60852 60873 UNITÉ D'INSERTION DE CATHÉTER SUS-PUBIEN (AVEC ÉCHOGUIDAGE)



Module optionnel, conçu pour la formation de niveau avancé, qui permet aux étudiants de s'entraîner à la pose de cathéter sus-pubien guidée par échographie.

Compatible avec les simulateurs 60850 et 60851.



COMPÉTENCES

- Manipulation correcte de l'anatomie masculine et de l'anatomie féminine
- Technique de cathétérisme aseptique
- Retrait de la sonde urinaire
- Sondage urinaire
- Gestion du cathéter sus-pubien – Module féminin
- Insertion du cathéter sus-pubien (par palpation ou par échoguidage)*
- Échographie de la vessie (avec vessie pleine)*
- Gestion des fluides

* 60852/60873 uniquement

QUALITÉS

RÉALISME

- Urètre souple et sphincter résistant procurant une réponse réaliste
- Pénis flasque et prépuce amovible
- Ouverture vaginale et méat urétral réaliste
- Vessie d'une grande précision anatomique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- Possibilité d'évaluer la progression des étudiants
- Compatible avec le module d'échographie*
- Simple d'utilisation
- Dispositif anti-gouttes
- Modulaire

POLYVALENCE

- Modules de cathétérisme sus-pubien, masculin et féminin facilement interchangeables
- Prépuce amovible

SÉCURITÉ

- Simulateur garanti sans latex (les cathéters fournis contiennent du latex)



— Technique de cathétérisme aseptique

— Possibilité de visualiser la trajectoire de la sonde urinaire lorsque le module est utilisé sans coque pelvienne

— Gestion du cathéter sus-pubien

— Insertion du cathéter sus-pubien

60853



ENSEMBLE SIMULATEUR DE SONDAGE URINAIRE STANDARD

60871

60854

ENSEMBLE SIMULATEUR DE SONDAGE URINAIRE AVANCÉ

60872





UNITÉ D'INSERTION DE CATHÉTER SUS-PUBIEN (AVEC ÉCHOGUIDAGE)

ACCESSOIRES INCLUS

60850	60851	60852	60853	60854
60870	60869	60873	60871	60872

Module de sondage urinaire masculin	✓	×	×	✓	✓
Module de sondage urinaire féminin	×	✓	×	✓	✓
Module de cathétérisme sus-pubien (échoguidage)	×	×	✓	×	×
Bouchons pour insertion de cathéter sus-pubien (x2)	×	×	✓	×	×
Prépuces pour sondage urinaire (x3)	✓	×	×	✓	✓
Manchons de cathétérisme aseptique (x2)	✓	✓	×	✓	✓(x2)
Système de distribution d'eau	✓	✓	✓	✓	✓(x2)
Coque pelvienne et support	✓	✓	×	✓	✓(x2)
Rallonge pour système de distribution d'eau	✓	✓	×	✓	✓(x2)
Lubrifiant à base d'eau avec seringue	✓	✓	×	✓	✓(x2)
Agent antifongique (liquide de stérilisation Milton)	✓	✓	✓	✓	✓(x2)
Cathéter de Foley 14F	✓	✓	×	✓	✓(x2)
Haricot en plastique	✓	✓	×	✓	✓(x2)