




Maya

limbs&
things

Simulateur de travail
et d'accouchement

80500

80600

Un accouchement entièrement automatisé
pour enseigner les trois phases du travail.



limbsandthings.com



Un accouchement entièrement automatisé pour enseigner les trois phases du travail.

Une formation entièrement automatisée pour le toucher vaginal, les scénarios d'accouchement et l'hémorragie post-partum. Installez le simulateur en quelques minutes, sélectionnez les paramètres de formation et laissez Maya s'occuper du reste.



Rapide à mettre en place et à utiliser, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel



Une formation reproductible garantit une cohérence pour chaque étudiant



Un temps d'enseignement de qualité: concentrez-vous sur l'enseignement grâce à une simulation entièrement automatisée



Apprentissage autonome : sa simplicité d'utilisation permet aux étudiants d'apprendre à leur propre rythme



Compatible avec un patient standardisé pour plus de réalisme



Simulation d'hémorragie post-partum sans salissures



Idéal pour les examens et l'OSCE (examen clinique objectif structuré)



Aucun abonnement requis



Les 3 modes de Maya

TOUCHER VAGINAL

Formation pratique au toucher vaginal pour les phases actives du travail, avec des repères réalistes, notamment les épines ischiatiques et la paroi vaginale.



CONFIGURATIONS

- 4 présentations :
 - Tête fléchie
 - Tête défléchie
 - Indifférente
 - Par le siège
- Dilatation de 4 à 10 cm
- Positionnement possible à 360°



ACCOUCHEMENT

- Créez des scénarios d'accouchement entièrement automatisés adaptés à vos sessions de formation.
- Présentation céphalique et par le siège
- Enregistrez les actions des étudiants pendant le déroulement du scénario et recevez un rapport horodaté
- Les capteurs détectent automatiquement la manœuvre de McRoberts et la pression sus-pubienne
- Compatible avec l'utilisation des forceps
- Clampage et section du cordon ombilical
- Site d'injection intramusculaire



CONFIGURATIONS

- Position foetale :
 - OA
 - OP
 - En siège
- Sélection du nombre et de la fréquence des contractions
- Complications :
 - Dystocie des épaules
 - Accouchement vaginal assisté (ventouse, forceps et Odon Assist)
 - Hémorragie post-partum

HÉMORRAGIE POST-PARTUM (HPP)

Disponible en mode de formation autonome.

SCÉNARIO

Simulez une HPP complète sur un tapis intégré et hermétique, pour des saignements sans salissures et un nettoyage facile.


Configurations :

- Début après la naissance
- Débit sanguin
 - Léger - Modéré - Grave
- Interventions permettant d'arrêter l'hémorragie
 - Massage utérin
 - Retrait du module du placenta
 - Arrêt manuel

MASSAGE UTÉRIN

Au fur et à mesure que la pression est exercée, l'utérus passe d'un état atone à un état contracté. Perfectionnez votre technique et habituez-vous à distinguer les sensations propres à chaque état.





INTERFACE UTILISATEUR

- Maya utilise une application simple qui se connecte au simulateur par Bluetooth et est disponible sur n'importe quelle tablette.
- Enregistrez des scénarios d'accouchement dans l'application pour faciliter et accélérer les configurations futures.
- Les paramètres avancés permettent aux utilisateurs de définir leurs préférences concernant la position du bébé à certaines étapes clés, telles que le couronnement.
- Disponible en 12 langues différentes.

LE BÉBÉ DE MAYA


- Représentatif d'un nourrisson né à terme (poids et taille)
- Flexion de la colonne vertébrale
- Repères palpables corrects (clavicules, omoplates, lignes de sutures et fontanelles)
- Bras et jambes entièrement articulés

CE QUI EST INCLUS

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Maya • Bébé • Jambes inférieures amovibles • Placenta (avec module de rétention) | <ul style="list-style-type: none"> • 4 modules de présentation et col de l'utérus • Utérus avec HPP • Tapis Clean Bleed et réservoir • Sangle | <ul style="list-style-type: none"> • Mallette à roulettes • Batterie* • Câble de recharge |
|---|---|--|

*Autonomie de 8 heures

Pour en savoir plus, consultez notre site Web



DEMANDER
UN DEVIS



DEMANDER UNE
DÉMONSTRATION



ASSISTANCE À LA
CLIENTÈLE

FR V.1 August 2026

limbsandthings.com