



GAMA DE PRODUCTOS PARA PUNCIÓN LUMBAR Y EPIDURAL

| | | |
|-------|-------|--|
| 61000 | 61023 | MODELO PARA PUNCIÓN LUMBAR |
| 61001 | 61024 | MODELO AVANZADO PARA PUNCIÓN LUMBAR Y EPIDURAL |
| 61002 | 61025 | MODELO PARA PUNCIÓN LUMBAR Y EPIDURAL GUIADO POR ECOGRAFÍA |

Esta gama permite realizar una formación continuada, realista y asequible en las técnicas esenciales de la punción lumbar y la anestesia epidural guiadas tanto por palpación como por ecografía.

Los tres modelos tienen una base común pero ofrecen distintos niveles de dificultad para facilitar el aprendizaje de los estudiantes desde el nivel básico hasta el más avanzado.

Diseñados en colaboración con médicos profesionales, los modelos tienen un aspecto, tacto y respuesta realistas, ofreciendo un entorno seguro para aprender y actualizar sus conocimientos.



El aprendizaje más realista posible

limbsandthings.com

MODELO PARA PUNCIÓN LUMBAR

Este modelo está diseñado para los primeros años de formación. Pueden añadirse accesorios de tejido a la espina dorsal y la duramadre, reproduciendo de forma precisa la sensación de punción de la duramadre y de extracción y medición de líquido cefalorraquídeo.

El hecho de que el tejido reemplazable esté separado de la espina dorsal, permite ofrecer una formación asequible a un gran número de estudiantes.

61000

61023



61001

61024

MODELO AVANZADO PARA PUNCIÓN LUMBAR Y EPIDURAL

El modelo avanzado permite la formación tanto en punciones lumbares como epidurales. Incluye dos accesorios epidurales: uno estándar y una versión avanzada con una columna vertebral más pronunciada, de forma que resulta idóneo para practicar procedimientos desde los más básicos a los más complejos, durante las distintas etapas de la formación.

Este modelo incluye también almohadillas de grasa opcionales para colocar bajo la piel a fin de aumentar el realismo y la dificultad para los estudiantes.

MODELO PARA PUNCIÓN LUMBAR Y EPIDURAL GUIADO POR ECOGRAFÍA

Este modelo es idóneo para la formación en la técnica de punción lumbar y epidural guiada por ecografía.

El accesorio para ecografía permite la visualización de las articulaciones facetarias y ha sido probado satisfactoriamente con los ecógrafos de las principales marcas.

61002

61025



HABILIDADES:

- Inyección de anestesia local
- Punción lumbar
- Extracción/medición líquido cefalorraquídeo
- Administración de anestesia epidural
- Técnica guiada por ecografía
- Simulación de obesidad

61000

61023

61001

61024

61002

61025

| | | |
|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✗ | ✓ | ✓ |
| ✗ | ✗ | ✓ |
| ✗ | ✓ | ✗ |

INCLUIDO:

61000

61023

61001

61024

61002

61025

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Torso para punción epidural y lumbar con piel del torso | ✓ | ✓ | ✓ |
| • Soporte para punción epidural y lumbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| • Accesorio para punción lumbar - Hueso | ✓ | ✓ | ✗ |
| • Accesorio para punción lumbar - Tejido (x2) | ✓ | ✓ | ✗ |
| • Accesorio epidural (x2) | ✗ | ✓ | ✗ |
| • Accesorio epidural avanzado (x2) | ✗ | ✓ | ✗ |
| • Accesorio para punción epidural y lumbar guiadas por ecografía (x2) | ✗ | ✗ | ✓ |
| • Almohadilla de piel para punción epidural y lumbar | ✓ | ✓ | ✗ |
| • Almohadilla de grasa para punción epidural y lumbar (x3) | ✗ | ✓ | ✗ |
| • Duramadre estándar para punción epidural y lumbar (x2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| • Duramadre avanzada para punción epidural y lumbar (x4) | ✗ | ✓ | ✓ |
| • Accesorio de cresta ilíaca para punción epidural y lumbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| • Accesorio de cartucho para punción epidural y lumbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| • Accesorio de sacro para punción epidural y lumbar | ✓ | ✓ | ✗ |
| • Contenedor de agua para punción epidural y lumbar | ✓ | ✓ | ✓ |