




胸腔引流和针刺减压 培训模型

用于培训手术或导丝辅助的胸廓造口术和胸腔穿刺术，包括超声引导术。
经济高效的解决方案，适于美国外科医师学会的 ATLS 第 10 版课程。

60230

61230



学习从未如此逼真


limbsandthings.com

技能：

- 在第 2 和第 5 肋间隙进行针刺减压
- 开放或造口胸管插入
- 塞尔丁格术
- 管与胸壁缝合
- 胸膜积水管理

产品质量：

- 成年男性胸腔，带骨骼和软组织标志
- 内部超声解剖结构
- 插入针时会逼真地释放空气
- 可使用模拟血液来代表胸腔积水
- 价格实惠的可更换衬垫



此产品包含：

- 针刺减压垫 (2个)
- 高级版胸腔引流垫 (2个)
- 标准版胸腔引流垫 (2个)
- 胸腔引流肋骨 (12个)
- 胸腔引流肋骨架 (左)
- 胸腔引流肋骨架 (右)
- 胸腔引流用肺部模块
- 胸腔引流用胸膜
- 躯干
- 运输箱