




SIMULADOR PARA DRENAJE TORÁCICO Y DESCOMPRESIÓN CON AGUJA

Para formación en toracotomía y toracocentesis quirúrgica, incluyendo técnicas de ecografía guiada.

Una solución asequible para la 10ª edición del curso de soporte vital avanzado en trauma (ATLS) del Colegio Americano de Cirujanos.

60230

61230



El aprendizaje más realista posible


limbsandthings.com

PERMITE ADQUIRIR LAS SIGUIENTES HABILIDADES:

- Descompresión con aguja en el 2º y 5º espacio intercostal
- Incisión y apertura para inserción de tubo en el tórax
- Técnica de Seldinger
- Sutura del tubo a la pared torácica
- Gestión de la efusión pleural

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Tórax de hombre adulto con puntos de referencia óseos y de tejidos blandos
- Anatomía ecográfica interna
- Liberación de aire realista al insertar una aguja
- Puede utilizarse sangre simulada para representar la efusión pleural
- Almohadillas reemplazables aseptables



INCLUIDO:

- Almohadillas de descompresión de aguja (2 unidades)
- Almohadillas avanzadas para drenaje torácico (2 unidades)
- Almohadillas estándar para drenaje torácico (2 unidades)
- Costillas (12 unidades)
- Marco de sujeción para costillas (izquierda)
- Marco de sujeción para costillas (derecha)
- Pulmón
- Diafragma
- Torso
- Bolsa de transporte