



# TRAININGSMODELL FÜR PARAZENTESE

60100

60111

Für das medizinische Grundtraining, sowohl in der Diagnose, als auch für das therapeutischen Verfahren der Abdominal-Parazentese.

Es können orientierungs- sowie ultraschallgestützte Techniken geübt werden.



*Nie war Lernen realistischer*

[limbsandthings.com](http://limbsandthings.com)

## FÄHIGKEITEN:

- Kenntnisse der abdominalen Regionen und der Anatomie
- Identifizierung übermäßiger Flüssigkeitsansammlung
- Einführung von Nadel und Katheter

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Rumpf mit Knochenstrukturen und Nabel
- Interne Anatomie umfasst Leber, Milz, Verdauungsorgane und schwimmenden Darmtrakt
- Realistisches Verhalten der Nadel
- Interne Anatomie im Ultraschall sichtbar
- Kosteneffektive, selbstabdichtende Einsätze
- Einsätze halten bis zu 200 Nadel- oder 100 Kathetereinführungen stand
- Zwei Kammern können für das Üben des Einführens und Entfernens einer Drainage mit Wasser gefüllt werden
- Latexfrei



- Haut für Parazentese
- Parazentese-Pads (x2)
- Leber für Parazentese
- Milz für Parazentese
- Darmeinsatz für Parazentese (x2)

- Gleitender Darm für Parazentese (x2)
- Klemmring für Parazentese (x2)
- Parazentese-Nachfüllsystem, groß
- Basiseinheit
- Tragetasche