



SIMULADOR DE PARACENTESIS

60100

60111

Para formación médica básica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de la paracentesis abdominal.

Permite practicar técnicas guiadas por ecografía, así como por puntos de referencia.



El aprendizaje más realista posible

limbsandthings.com

PERMITE ADQUIRIR LAS SIGUIENTES HABILIDADES:

- Familiaridad con las regiones abdominales y su anatomía
- Identificación del exceso de líquido
- Inserción de aguja y catéter

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- El torso incluye puntos de referencia óseos, así como el ombligo
- La anatomía interna incluye hígado, bazo, intestino e intestino flotante
- Respuesta realista a la aguja
- Anatomía interna visible por ecografía
- Almohadillas auto sellantes asequibles
- Las almohadillas resisten hasta 200 inserciones de aguja o 100 inserciones de catéter
- Pueden llenarse dos cámaras con agua para practicar la inserción y la retirada de un drenaje
- Sin látex



INCLUIDO:

- Piel del simulador
- Almohadillas (2 unidades)
- Hígado
- Bazo
- Intestino (2 unidades)
- Intestino flotante (2 unidades)
- Marco de sujeción (2 unidades)
- Sistema de recarga de gran volumen
- Base del simulador
- Bolsa de transporte