



腹部检查培训模型

60000

60054

用于练习腹部检查的触诊、听诊和叩诊要素。

非常适于 OSCE 准备和评估



学习从未如此逼真

limbsandthings.com

技能：

- 熟悉腹部分区和解剖结构
- 区别正常与异常病状
- 辨识腹水、胀气和肠梗阻
- 肾脏冲击触诊

产品质量：

- 躯干具有骨骼标志、腹腔、骨盆和下部胸腔
- 可更换不同形状和大小的器官和病状
- 肝和脾的呼吸运动
- 整体式 MP3 播放器提供真实的声音
- 可练习移动性浊音和液波震颤技术
- 模拟正常和动脉瘤主动脉脉搏
- 不含乳胶



此产品包含：

- 腹部检查模型底座
- 腹部检查皮肤
- 腹部液体袋
- 腹部检查器官定位器
- 腹壁
- 腹部检查肝脏 (3件套)
- 腹部检查脾脏 (2件套)
- 腹部检查肾脏 (2件套)
- 腹部检查膀胱
- 腹部检查病理模块
- 腹部检查主动脉 (2件套)
- 腹部检查-膨胀套件
- 国际标准的5V DC 电源插头
- AA 电池 (4个)
- 携带箱