




TRAININGSMODELL ZUR THORAX-DRAINAGE & NADEL-DEKOMPRESSION

Für das Training chirurgischer oder führungsdrahtgestützter Thorakostomie und Pleurapunktion, einschließlich ultraschallgestützter Techniken.

Eine kosteneffektive Lösung für die 10. Ausgabe des ATLS-Programms des American College of Surgeons.

60230

61230



Nie war Lernen realistischer

limbsandthings.com

FÄHIGKEITEN:

- Nadel-Dekompression am 2. und 5. Interkostalraum
- Offene oder eingeschränkte Einführung des Tubus in den Brustraum
- Seldinger-Technik
- Befestigung des Tubus an der Brustwand
- Management von Pleuraergüssen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Erwachsener männlicher Thorax mit Knochen- und Weichgewebestruktur
- Interne Ultrascchallanatomie
- Realistischer Luftablass bei Einführen der Nadel
- Kunstblut kann zur Darstellung von Pleuraergüssen genutzt werden
- Kostengünstige austauschbare Einsätze



- Nadeldekompressions-Pads (x2)
- Thorax-Drainage-Pads, Erweitert (x2)
- Thorax-Drainage-Pads, Standard (x2)
- Rippen für Thorax-Drainage (x12)
- Rippenrahmen für Thorax-Drainage (links)
- Rippenrahmen für Thorax-Drainage (rechts)
- Lunge für Thorax-Drainage
- Zwerchfell für Thorax-Drainage
- Torso
- Tragekoffer