

DISPOSITIF D'ENTRAÎNEMENT À LA RÉDUCTION DES FRACTURES DE POUTEAU-COLLES

Le dispositif d'entraînement, à l'anatomie précise, aide les stagiaires à acquérir la confiance associée à une gestion réussie de la fracture de Pouteau-Colles survenant à l'extrémité distale du radius.

NOUVEAU

70250



Développé en collaboration avec Dr Salwa Malik de Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust et Dr Yasir M. Shaukat du Surrey and Sussex Hospitals NHS Trust.



Un mécanisme à tension réglable en fait un outil parfait pour la formation OSCE.

L'enseignement n'a jamais été aussi proche de la réalité

limbsandthings.com

Une inspection visuelle postérieure, en utilisant les niveaux de tension croissants pour modifier la difficulté, les **trois étapes clés de la réduction (exagération, traction et flexion)** peuvent être pratiquées de manière répétée et cohérente, avant que les stagiaires puissent passer au plâtrage.



QUALITÉS

ANATOMIE

- Fragment distal du radius fracturé
- Tête et corps du cubitus

RÉALISME

- Une représentation réaliste d'une déformation de type « en dos de fourchette »
- Un retour haptique réaliste lors de l'exécution de la procédure

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La tension réglable permet des niveaux de difficulté progressifs
- Les stagiaires peuvent suivre et réaliser les trois étapes de la réduction : exagération (pour désimpacter la fracture), traction et flexion
- Permet d'utiliser un certain nombre de techniques de plâtrage, notamment la dalle arrière, le plâtre circulaire, l'attelle en U et des orthèses de type 3 points
- Le support à hauteur variable permet aux utilisateurs de régler la hauteur du modèle pour faciliter l'entraînement
- Main et peau remplaçables

POLYVALENCE

- Le dispositif d'entraînement peut être utilisé en équipe ou individuellement en utilisant le support
- La tension réglable en fait un outil parfait pour la formation OSCE

SÉCURITÉ


- Sans latex

COMPÉTENCES

- Inspection visuelle et identification
- Réduction fermée de la fracture
- Techniques de plâtrage
- Tension réglable pour simuler différentes difficultés
- Travail d'équipe et communication lors de la réduction de la fracture

CE QUI EST INCLUS

- Bras de fracture de Pouteau-Colles (comprend la peau de main)
- Support à hauteur réglable
- Clé hexagonale (x2) - grande et petite



FR 2021



DEMANDER
UN DEVIS



DEMANDER
UNE DÉMONSTRATION



ASSISTANCE
À LA CLIENTÈLE

limbsandthings.com